




Frascos 50 ml (38 x 70 mm)

CE (IVD)

Material del tapón: polietileno. Volumen del frasco: 50 ml.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409802	polipropileno alta transparencia	700	9,30	0,096	16
409852	polipropileno alta transparencia con espátula en PS	700	9,30	0,096	16
409826	polipropileno alta transparencia, bolsa unitaria	600	8,40	0,096	16



Medidas exactas:

A: 35,1 mm; B: 41,5 mm; C: 72,3 mm.

Volumen máximo: 56 ml.

Volumen recomendado: 45 ml.

Frascos 40 ml (30 x 70 mm) graduados

CE (IVD)

Material del tapón: polietileno.

Volumen 40 ml. Graduados.

código	características	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409402	polipropileno alta transparencia	8 x 100	8,35	0,096	16
409426	polipropileno alta transparencia, bolsa unitaria	800	10,50	0,110	16
309402	poliestireno	8 x 100	11,00	0,096	16

Medidas exactas:

A: 29,1 mm; B: 35,7 mm; C: 69,8 mm.

Volumen máximo: 39 mm.

Volumen recomendado: 30 ml.






Al desenroscar, se romperá automáticamente el anillo-precinto que quedará en el cuerpo del frasco.

Frascos 50 ml (38 x 70 mm). Tapón precinto
CE (IVD)

Material del tapón: polietileno. Volumen del frasco: 50 ml.
 Color estándar del tapón: rojo.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
419802	polipropileno alta transparencia	700	9,30	0,096	16
419826	polipropileno alta transparencia, bolsa unitaria	600	8,40	0,096	16

Diseñado esencialmente como recipiente inviolable. Se suministra roscado, pero sin llegar a estar precintado. Una vez lleno con el líquido a analizar (orina, muestras de leche, aguas, etc.), roscar el frasco normalmente y dar un nuevo giro, actuando entonces el precinto.



Medidas exactas:
 A: 35,1 mm; B: 41,5 mm; C: 72,3 mm.
 Volumen máximo: 56 ml.
 Volumen recomendado: 45 ml.





Frascos 60 ml (38 x 65 mm) en poliestireno

CE (IVD)

Frascos de 60 ml en poliestireno transparente. Tapones con cierre de alta seguridad tipo bifax, cierre hermético.

Material del tapón: polietileno.

Color estándar del tapón: rojo.


mod.	código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
1	309502	poliestireno	aséptico	600	9,10	0,082	20
2	309552	poliestireno con espátula	no	600	8,20	0,096	16
3	309526	poliestireno bolsa unitaria	ESTÉRIL A	750	11,55	0,140	12

Medidas exactas:

A: 39,3 mm; B: 44,2 mm; C: 66,0 mm.

Volumen máximo: 63 ml. Volumen recomendado: 50 ml.


Podemos fabricar estos frascos etiquetados, consultar cantidades.



Gradillas para frascos de hasta 47 mm Ø

En acero inoxidable. Agujero 50 mm.

código	dimensiones mm	capacidad tubo	cantidad	peso	volumen
I-240	315 x 210 x 45	24 (6 x 4)	1	0,320	0,0042
I-250	210 x 160 x 45	12 (4 x 3)	1	0,228	0,0022



Ver gradillas de metal en el
Capítulo 9. **Almacenamiento de muestras**





Frascos 60 ml (38 x 65 mm) en polipropileno

CE (IVD)

Frascos de 60 ml especialmente diseñados para transporte por circuito neumático.

Tapones con cierre de alta seguridad tipo bíflex, cierre hermético. Material del tapón: polietileno.


Color estándar del tapón: rojo.

mod.	código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
1	409501	polipropileno etiquetado	aséptico	600	8,20	0,096	16
2	409502	polipropileno	aséptico	600	8,00	0,096	16
3	409552	polipropileno con espátula	aséptico	600	8,00	0,096	16
4	409526	polipropileno bolsa unitaria	ESTÉRIL A	750	10,30	0,140	12
-	409526.O	polipropileno bolsa unitaria	ÓXIDO DE ETILENO	750	10,30	0,140	12
5	409526.1	polipropileno bolsa unitaria etiquetado	ESTÉRIL A	750	10,45	0,140	12

Medidas exactas:

A: 38,8 mm; B: 44,2 mm; C: 66,1 mm. Volumen máximo: 62 ml. Volumen recomendado: 50 ml.

Podemos fabricar estos frascos etiquetados, consultar cantidades.



Frascos de 60 ml graduados 38 x 65 mm

CE (IVD)

Fabricados en polipropileno transparente y graduados en ml.

Tapón en polietileno rojo, tipo bíflex.

Especialmente diseñados para el transporte neumático, es decir el sistema de cierre asegura su hermeticidad. La graduación es de molde, cada 5 ml.

Pueden fabricarse con otros colores de tapón, consultar cantidades. Se suministran roscados.

código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409502G	polipropileno	aséptico	600	8,00	0,096	16
409526G	polipropileno, bolsa unitaria	ESTÉRIL A	750	10,30	0,140	12

Medidas exactas:

A: 38,8 mm; B: 44,2 mm; C: 66,1 mm.

Volumen máximo: 62 ml.

Volumen recomendado: 50 ml.




Frascos 150 ml (57 x 73 mm) con espátula

CE (IVD)

Material del tapón: polietileno. Cierre hermético. Frasco en polipropileno de alta transparencia. Espátula en poliestireno. Frasco graduado hasta 100 ml, con banda mate de molde para poder escribir. Color estándar del tapón: rojo.

mod.	código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
1	409752	polipropileno con espátula en PS	aséptico	450	7,95	0,140	16
2	409756	polipropileno con bolsa individual y espátula en PS	aséptico	350	6,50	0,140	16
2	409756.B	polipropileno con bolsa individual y espátula en PS	RADIACIÓN	350	6,50	0,140	16



Medidas exactas:

A: 56,3 mm; B: 62,1 mm; C: 74,3 mm.

Volumen máximo: 150 ml.

Volumen recomendado: 125 ml.

Podemos suministrar estos frascos esterilizados por radiación.


Frascos 150 ml (58 x 69 mm)

Frascos roscados en poliestireno o polipropileno según el modelo. Tapón a rosca en polietileno. Volumen total del frasco: 150 ml.

El código **309752** incluye una espátula fabricada en poliestireno. Ésta se suministra suelta dentro del frasco.

El código **409700** es estéril por radiación.

mod.	código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
1	309752	poliestireno tapón blanco y espátula	no	360	13,45	0,106
2	409700	polipropileno tapón rojo	RADIACIÓN	360	11,58	0,106



Medidas exactas:

A: 58 mm; B: 62 mm; C: 69 mm.





Frascos 150 ml (57 x 73 mm)

CE (IVD)


Material del tapón: polietileno. Cierre hermético. Frasco en polipropileno de alta transparencia.
Frasco graduado hasta 100 ml, con banda mate de molde para poder escribir.
Color estándar del tapón: rojo.

mod.	código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
1	409701	polipropileno etiquetado	aséptico	450	7,95	0,140	16
2	409702	polipropileno	aséptico	450	7,80	0,140	16
3	409726	polipropileno con bolsa individual	ESTÉRIL A	350	6,50	0,140	16
-	409726.G	polipropileno con bolsa individual	RADIACIÓN	350	6,50	0,140	16



Medidas exactas:

A: 56,3 mm; B: 62,1 mm; C: 74,3 mm.
Volumen máximo: 150 ml.
Volumen recomendado: 125 ml.



Frascos 150 ml sin roscar (57 x 73 mm)

CE (IVD)

Mismas características que los anteriores.
En la misma caja se presentan los cuerpos y los tapones (en una bolsa).

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409703	polipropileno no roscado	620	10,50	0,082	20

Frascos 60 y 150 ml azules

CE (IVD)

Mismo modelo de frasco que el código **409702** (p. 153) y **409502** (p. 151) pero en color azul el cuerpo y la tapa. Ideales para cuando no se desea ver el contenido o puede perjudicar la luz.

También recomendadas para las muestras de leche.

Consultar para otro tipo de etiquetas o simplemente no etiquetados bajo pedidos mínimos de 30.000 unidades.

Cantidad mínima de suministro: 1 palet = 9.600 unidades (cód. **409511**) y 7.200 unidades (cód. **409711**).

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409511	frasco 60 ml polipropileno, etiqueta blanca	600	8,20	0,096	16
409711	frasco 150 ml polipropileno, etiqueta blanca	450	7,95	0,140	16



Frasco 200 ml (57 x 116 mm). Graduado


CE (IVD)

Fabricado en polipropileno transparente y el tapón en polietileno. Frasco de 200 ml graduado de molde en ml (cada 20 ml hasta 200 ml) y en onzas (cada 1 oz hasta 7 oz).

Con banda mate para poder escribir.

Color estándar del tapón: rojo.

código	capacidad máxima	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409902	240 ml	275	7,10	0,140	16



Medidas exactas:

A: 56,5 mm; B: 62,2 mm; C: 115,5 mm.

Volumen máximo: 240 ml.

Volumen recomendado: 210 ml.




Frasco 200 ml (58 x 95 mm)

Frascos roscados en poliestireno.

Tapón a rosca en polietileno blanco.

Volumen total del frasco 220 ml.

código	capacidad máxima	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
309903	220 ml	300	9,6	0,096	16



Medidas exactas:


A: 58 mm; B: 62 mm; C: 95 mm; D: 22 mm.



Sistema de recogida de muestras de orina, ideado para ahorrar espacio en los laboratorios y en casos en que se precise pasar la muestra de orina a un tubo para su posterior centrifugación. El paciente orina en el vaso flexible de 150 ml y trasvasa esa orina al tubo, lo tapa y lo identifica mediante la etiqueta, según las instrucciones del técnico.

Fabricación aséptica.

Otros modelos disponibles según demanda. Bolsa impresa con lote y caducidad.




Fácil decantación.



Podemos fabricar conjuntos con ácido bórico.



Nueva bolsa con: Instrucciones en español, catalán, euskera y gallego.



mod.	código	bolsa	vaso 150 ml	tubo	tapón	tapado	color del tapón	etiqueta 25 x 35 mm	etiquetado	cantidad caja	peso caja	volumen caja
1	309324.E3	✓	✓	400705	308102	✗	natural	✓	✗	300	4,50	0,140
2	309316.E	✓	✓	400705	308107	✗	verde	✓	✗	300	4,50	0,140
3	309316	✓	✓	400705	308107	✓	verde	✓	✓	300	4,50	0,140
4	309324.E	✓	✓	401204	308202	✗	natural	✓	✗	300	4,70	0,140
5	309324	✓	✓	401204	308207	✓	verde	✓	✓	300	4,70	0,140
6	309318	✓	✓	301212	306601	✓	amarillo	✓	✓	300	4,70	0,140



Vasos de un solo uso

Vasos de un solo uso, para toma de muestras en general. Se suministran apilados.

código	volumen ml	material	Ø de boca x altura	cantidad caja	peso caja	volumen caja
202248	100	polipropileno	57,5 x 62	50 x 100	7,40	0,080
202317	150	poliestireno	70 x 70	30 x 100	8,32	0,080



Frascos y tubos para sistema de vacío

CE (IVD)

Frascos de 120 ml diseñados para utilizar con tubos de vacío. Permiten una transferencia limpia de la prueba de orina contenida en el frasco directamente al tubo de vacío. Estos frascos están fabricados en polipropileno transparente. Tapón hermético en polietileno amarillo con anillo interno de obturación. Incorpora una cánula con una boquilla de aspiración y una aguja, protegida por un capuchón de caucho. El tapón incluye una etiqueta de aviso para evitar el riesgo de pinchazo al usuario. Frasco con amplia banda mate con inscripción de molde. Graduados hasta 100 ml (sin tapa). La graduación se verá alterada por la cánula del tapón una vez cerrado el frasco. Volumen máximo con tapa: 120 ml, volumen recomendado: 60 ml.

Tubos fabricados en PET con tapón interior de caucho y capuchón exterior amarillo de polietileno. Incorporan etiqueta para identificación de la muestra. De fondo blanco, incorpora una línea transversal en amarillo para ver fácilmente que se trata de un tubo para orina. Impresa con el lote, caducidad, marcado CE, volumen de aspiración, fabricante, y símbolo de un solo uso.

Dimensiones de la etiqueta: 36 x 20 mm. Suministrados en gradillas de poliestireno expandido de 100 unidades, retractiladas y etiquetadas.

código	presentación	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
Frasco (medidas: 57x73 mm)						
408702	a granel	no	475	9,60	0,14	16
408726	bolsa individual	no	350	7,50	0,14	16
408702.G	a granel	RADIACIÓN	250	5,05	0,08	24
408726.G	bolsa individual	RADIACIÓN	350	7,50	0,14	16


Tubo de vacío (medidas: 16x100 mm)

NEW	408900	tubo sistema vacío, 9 ml	RADIACIÓN	10 x 100	12,60	0,062	10
NEW	408910	tubo sistema vacío, 9 ml, con ácido bórico	RADIACIÓN	10 x 100	13,70	0,062	10

Conjunto frasco con tubo de vacío

408720	KIT 408702.G + 408900	250	3,90	0,10	20
408721	KIT 408702.G + 408910	250	4,10	0,11	20

Proceso de transferencia de la muestra:



1. Retire la etiqueta situada en la tapa hasta dejar libre la cánula.
2. Inserte el tubo con el tapón hacia abajo.
3. Presione el tubo hasta perforar el caucho con la aguja. El tubo aspirará la muestra. Repítalo si se deben llenar más tubos.
4. Retire el tubo cuando finalice de aspirar la muestra.
5. Coloque de nuevo la etiqueta tapando el orificio.

Este sistema cerrado es totalmente higiénico y seguro. No sólo evita la pérdida de muestra por derrame, sino también la contaminación de la muestra, del usuario y del entorno de trabajo.